

## 2-Kammer Nackenstützkissen

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für ein einzigartiges Kissen entschieden, gefertigt in Tirol, gefüllt mit reinen Naturkautschukflocken (ca. 96 % Kautschukmilchanteil) und Zirbenspänen - ein Nackenstützkissen aus feinsten Naturmaterialien, das Ihnen helfen wird, ergonomisch richtig zu liegen. Passen Sie sich Ihr Kissen individuell an, um es zu Ihrem persönlichen Lieblingsstück zu machen!

Schläfertyp: perfekt für Seitenschläfer  
Füllung: Naturkautschukflocken, Zirbenspäne

Bezug: Leinen-Baumwoll-Gradl  
Größen: 40 x 80 oder 40 x 60 cm

### Tipps für die perfekte Einstellung



Die richtige Verwendung ist für die Funktion des Kissens absolut entscheidend:

**In Seitenlage** wird der Halsbereich von der kleineren aber praller gefüllten **Kammer 1** (Nackenzone) gestützt. Der Kopf wird von der weniger vollen, aber größeren **Kammer 2** (Kopfzone) getragen.

Es ist wichtig, das Kissen immer Richtung Schulter zu ziehen, ohne dabei mit der Schulter auf dem Kissen zu liegen. Wegen der speziellen Nacken- und Kopfzone soll darauf geachtet werden, die Kammern nicht zu vertauschen. Die Füllmenge kann an die persönlichen Bedürfnisse (Höhe, Festigkeit) angepasst werden.



Die richtige Füllung für Seitenlage



Zu wenig Füllung, Kopf zu tief



Zu viel Füllung, Kopf zu hoch



Die richtige Füllung für Rückenlage



Zu viel Füllung in den Kammern



Füllmenge bei Bedarf selbst regulieren

Wir wünschen einen guten Schlaf und schöne Träume mit Ihrem neuen pinura Kissen!

Falls Sie Fragen haben oder sich für das passende Tiroler Zirbenschlafsystem interessieren, finden Sie uns unter [www.pinura.at](http://www.pinura.at) oder in unserem Geschäftslokal in Innsbruck.